

پمپ سرنگ مدل PRIME

مواردی که دستگاه شامل گارانتی نمی گردد

- ۱- باز کردن دستگاه و هرگونه اقدام به تعمیر و تعویض قطعه و دستکاری منجر به خارج شدن دستگاه از پوشش گارانتی می گردد.
- ۲- در صورت سقوط و ضربه خوردن دستگاه که منجر به شکستگی و آسیب به قطعات آن شود شامل گارانتی نمی گردد.
- ۳- فشردن دکمه های صفحه کلید دستگاه با اجسام نوک تیز و ناخن های بلند که منجر به آسیب به صفحه کلید شود شامل پوشش گارانتی نمی گردد.
- ۴- ریختن مایعات بر روی دستگاه که منجر به آسیب به دستگاه و قطعات آن شود تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرد.

نکات ایمنی برای طول عمر دستگاه

- ۱- در صورتی که برقی که به دستگاه متصل است پرنوسان و نا ایمن بود حتما دستگاه را از برق بکشید تا دستگاه آسیب نبیند.
- ۲- زمانی که شارژ دستگاه پر شده است و از دستگاه استفاده ای ندارید آن را از برق بکشید تا عمر باتری کوتاه نگردد.
- ۳- از سرنگ های بی کیفیتی که بدنه ی آن ها موج دارد و دائما انسداد ایجاد می کنند و منجر به ارور دستگاه می گردند استفاده نکنید چون ایجاد انسداد دائم ممکن است باعث فشار آوردن به موتور و آسیب به آن شود .
- ۴- از پمپ سرنگ نمی توان برای تزریق خون استفاده کرد.
- ۵- از نگهداری یا استفاده از پمپ سرنگ در محیط مرطوب با گازهای شیمیایی (از جمله گاز اتیلن اکساید برای استریل کردن) خودداری کنید. چنین محیط هایی ممکن است بر روی قطعات الکترونیکی داخلی تاثیر بگذارد و باعث آسیب به آن ها شود.